


# 偏光膜、光學材料量測系統 Polarizer Evaluation System

## 偏光膜測量系統





V-7100 + VAP-7010




VAP-7010樣品槽




- 快速、準確、高精度的光學設計
- 特殊偏光膜測量裝置，可自動偵測 crossed-Nicole 角度
- 二種測量模式：straight and diffuse transmittance
- 專用軟體自動計算各種光學數據



## 自動判定 Crossed Nicole 角度



測量 TD 及 MD 圖譜



計算各項光學特性