

粉碎、取樣及粒徑分析設備

Milling, Assisting & Sieving Instrument

Retsch 公司來自德國，為全球第一品牌，生產樣品粉碎、取樣及粒徑分析設備。產品通過 ISO 9001 及 CE 認證標準，2 年保固，品質有保障



主要應用 Major Application

● 綠色環保 RoHS, PC 板回收



SM2000

ZM200

RS200

● 奈米粉體製備、膠狀研磨



PM400

PM100

AS200

● 土壤、廢棄物重金屬檢測



RM200

PM100

AS200

● 牙齒、骨骼分析、細胞破碎



SM2000

RM200

MM400

● 食品、藥品檢測分析



ZM200

GM200

MM400

● 水泥廠、電廠原料控制分析



BB200

RS200

ZM200

Disintegration Tips

選擇粉碎設備前你要考慮：

1. 樣品材質
2. 入料大小
3. 出料大小
4. 樣品數量
5. 研磨及清潔時間
6. 污染與磨損
7. 研磨輔助品

機型快選指南 Rapid Selection Guide

樣品種類	粗磨=Coarse Comminution	細磨=Fine Comminution
建築材料、水泥	顎碎機、SK 粉碎機	球磨機、RS 盤式研磨機
煤炭、岩石、礦物	顎碎機、SK 粉碎機	球磨機、RS 盤式研磨機
玻璃、陶瓷	顎碎機	球磨機、RS 盤式研磨機
塑膠、橡膠、皮革、寶特瓶	SM 切割式粉碎機	ZM 粉碎機、MM 球磨機
電池、鋁罐、PC 板、Cable	SM2000 切割式粉碎機	ZM 粉碎機
稻草、纖維、樹枝	SM 切割式粉碎機	ZM 粉碎機、MM 球磨機
木材、利樂包、骨頭	SM 切割式粉碎機	ZM 粉碎機、球磨機
飼料、穀類、藥品	ZM 粉碎機	磨粉機、球磨機
化學製品、顏料		磨粉機、球磨機
蔬果、肉品、乳酪	GM 粉碎機	MM 球磨機